

## DRIEWIELER - ADVIESGIDS

*“BLIJF ZELFSTANDIG FIETSEN – OOK MET MINDER BALANS”*



## Inhoud

Inleiding .....	2
Soorten driewiel fietsen .....	3
Fietstypen vergelijken .....	4
Fietstips .....	7
Populaire driewiel fietsen .....	10
Easy Rider Compact (Van Raam) .....	10
Singly Air (Nijland) .....	12
Cortes XS (Huka) .....	14
Thuja (Van Raam) .....	16
Easy Rider (Van Raam) .....	18
Diamond (Nijland) .....	20
Easy Go (Van Raam) .....	22
Fietsen vergelijken .....	24
Gratis proefrit .....	25
Tot slot .....	26
Contactgegevens .....	27

## Inleiding

### **Fietsen met plezier – veilig en zorgeloos**

Herkent u het gevoel dat fietsen soms niet meer zo vanzelfsprekend is? Dat evenwicht houden lastiger wordt of dat u bang bent om te vallen? U bent niet de enige.

Fietsen is gezond; het houdt u mobiel en geeft u vrijheid. Wanneer een tweewieler niet meer goed voelt, biedt een driewielers een veilig en comfortabel alternatief. Zo kunt u weer genieten van het fietsen – zonder zorgen over stabiliteit.

In deze gids nemen wij u stap voor stap mee in de wereld van de driewielers. U vindt praktische tips en informatie over verschillende modellen zodat u de fiets kunt kiezen die het beste bij u past.

Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? Neem gerust contact op met onze ervaren fietsadviseurs. U vindt onze contactgegevens op de laatste pagina.

Veel leesplezier!



## Soorten driewiel fietsen

In grote lijnen zijn driewiel fietsen onder te verdelen in 3 typen;

### 1. Traditionele driewiel fiets

Deze lijkt het meest op een gewone tweewiel fiets. U zit op een zadel en trapt naar beneden, precies zoals u gewend bent.

### 2. Driewiel fiets met stoel

Bij dit type zit u op een comfortabele stoel met rugleuning en trapt u schuin naar voren. Ideaal voor extra comfort en een ontspannen zithouding.

### 3. Twee wielen voor

Sommige driewiel fietsen hebben twee wielen aan de voorkant, zoals bij een bakfiets. Dit geeft u beter zicht op de breedte van de fiets.



## Fietstypen vergelijken

### 1. Driewielers met zadel

#### Voordelen

- Natuurlijke fietshouding zoals op een gewone fiets
- Licht en wendbaar
- Compact
- Goed zicht op de weg vóór u
- Betere zichtbaar in het verkeer door hoge zithoogte

#### Nadelen

- Bij aflopende weg trekt de fiets naar 1 kant
- Bochten maken voelt niet natuurlijk
- Minder comfortabel bij langere ritten
- Minder stabiel door hoog lichaamszwaartepunt



## 2. Driewiel fiets met stoel

### Voordelen

- Comfortabele, ontspannen zithouding
- Rugleuning ondersteunt de rug
- Extra stabiel door laag zwaartepunt
- Makkelijk op- en afstappen door lage zitpositie
- Sturen voelt natuurlijker dan op een zadel-driewieler

### Nadelen

- Iets groter van formaat
- Grotere draaicirkel waardoor iets moeilijker te parkeren in bijvoorbeeld een schuur



### 3. Driewiel fiets met 2 wielen vóór

#### Voordelen

- Beter zicht op de breedte van de fiets en de wegligging
- Vaak meer ruimte voor bagage of bak
- Minder de look van een aangepaste fiets dan met 2 wielen achter door vergelijkbare opbouw als een bakfiets

#### Nadelen

- Stuurt iets minder natuurlijk
- Iets langer en breder van formaat
- Vaak wat duurder



## Fietstips

### Tips voor het wennen aan een driewiel fiets

Als u nog niet veel ervaring heeft met driewiel fietsen, helpen deze tips om vertrouwd en zelfverzekerd op pad te gaan:

- **Afstelling van stoel/zadel en stuur**

Stel de stoel, het zadel en het stuur eerst af op een comfortabele en ergonomische houding. Zo kunt u ontspannen en prettig rijden.

- **Veilig op- en afstappen**

Zorg dat de fiets stabiel staat en gebruik de parkeerrem. Dit geeft een gerust gevoel bij het op- of afstappen.

- **Remmen**

Maak kennis met de remmen op een rustige plek. Veel driewielers hebben handremmen op beide wielen of een gecombineerde rem. Zo weet u precies hoe de fiets reageert voordat u in drukker verkeer rijdt.

- **Vertrouwd raken met het sturen**

Driewielers sturen anders dan tweewielers. Tweewielers betstuur je met heel je lichaam en het stuur. Bij driewiel fietsen stuur je alleen middels het stuur.

Neem eerst de tijd om op een rustige, vlakke weg te oefenen, zodat u het gevoel voor balans en draaien goed leert kennen.

- **Let op bochten**

De dubbele wielen zijn breder dan een enkel wiel. Let hierop met het insteken van de bocht.

Bochten zijn eenvoudig en veilig te nemen wanneer u ze iets wijder en rustiger aanrijdt dan op een gewone fiets. Vermijd scherpe bochten bij hoge snelheid.

- **Aandacht voor hellingen**

Bij het afrijden van een helling is het prettig om wat eerder te remmen en de snelheid te beperken. Zo behoudt u de controle over de fiets.

Probeer bij een drempel hier recht overheen te rijden zodat beide zijwielen gelijktijdig de drempel nemen, zo rijdt u het meest stabiel.

- **Vooruitkijken**

Kijk iets verder vooruit dan normaal om de koers goed te plannen en obstakels op tijd te zien. Dit helpt u ontspannen en veilig te rijden.

- **Oefen regelmatig**

Begin met oefenen in uw eigen vertrouwde omgeving.

Net als bij een gewone fiets geldt: hoe vaker u oefent, hoe zekerder u wordt. Begin met korte ritten en bouw rustig op naar langere tochten. Soms helpt het wanneer u fietst naar een leuk adres, een terras of vriend/familie in de buurt 😊

## Populaire driewielfietsen

Wij leveren diverse merken en typen driewielfietsen. Zo kunt u goed vergelijken en kiezen wat echt bij ú past. Hier volgen enkele driewielfietsen die wij van harte aanbevelen.

### Easy Rider Compact (Van Raam)

**Comfortabele en compacte zitdriewielfiets voor kleine volwassenen. Dankzij het unieke frame met laag zwaartepunt fiets je veilig en stabiel.**



De voorwaartse trapbeweging en geveerde, verstelbare zitting zorgen voor optimaal rijcomfort, ook op langere afstanden. De fiets is zeer wendbaar, heeft een kleine draaicirkel en past door een normale deur. Het moderne design kenmerkt zich door geïntegreerde bekabeling, een minimalistische afwerking en standaard anti-kiep wielen voor extra veiligheid. Het bagageframe biedt ruimte voor een enkelzijdige fietstas.

Optioneel is trapondersteuning mogelijk. Met het Silent smart display stel je eenvoudig de gewenste ondersteuning in en zie je actuele fietsinformatie. [Meer info op de website.](#)

### **Belangrijkste voordelen van de Easy Rider Compact:**

- ✓ Zeer compact en wendbaar
- ✓ Comfortabele, verstelbare en geveerde zitting
- ✓ Stabiele en veilige lage zitpositie
- ✓ Geschikt voor binnenbeenlengte 63–81 cm
- ✓ Uit te breiden met diverse opties en hulpmotor achter



## Singly Air (Nijland)

**De vernieuwde Singly Air biedt een veilig en vertrouwd gevoel bij elke rit. Het lage zwaartepunt, de instelbare zitting en stuur zorgen voor een stabiele en comfortabele wegligging.**



De ruime, lage instap van 20 cm met opstapplaat maakt op- en afstappen eenvoudig, terwijl de ergonomische, traploos verstelbare stoel een actieve of ontspannen zithouding biedt.

De unieke instelbare luchtvering kan eenvoudig aangepast worden voor optimaal rijcomfort. Dankzij de compacte vormgeving en wendbare draaicirkel is de fiets makkelijk te manoeuvreren en past hij door een standaard deuropening. Hydraulische schijfremmen aan de achterwielen zorgen voor veilige en krachtige remprestaties.

De Singly Air kan volledig op maat worden aangepast en gepersonaliseerd met accessoires of eigen kleuren en optioneel een hulpmotor. [Meer info op de website.](#)

**Belangrijkste voordelen:**

- ✓ Instelbare luchtvering voor maximaal comfort
- ✓ Lage en ruime instap met opstapplaat
- ✓ Ergonomische, traploos verstelbare stoel en stuur
- ✓ Compact en wendbaar
- ✓ Hydraulische schijfremmen
- ✓ Op maat aan te passen en te personaliseren
- ✓ Optioneel met hulpmotor in voorwiel



## Cortes XS (Huka)

**De Cortes XS is een compacte, stabiele driewiel fiets met modern design en optimaal rijcomfort.**



Het ergonomische zitje is eenvoudig verstelbaar in diepte en rughoek. Met zijdelingse ondersteuning en draaiknop voor perfecte afstand tot de pedalen. Dankzij de lage instap stap je makkelijk op en af.

De krachtige Bafang middenmotor zorgt voor natuurlijke, efficiënte ondersteuning. Het geveerde achterframe en comfortabele anti-lekbanden bieden extra grip en rijcomfort. Hydraulische schijfremmen op voor- en achterwielen zorgen voor veilige, soepele remprestaties. Aan de voorkant is een MIK-drager voor mand of krat beschikbaar.

[Meer info op de website.](#)

### **Belangrijkste voordelen van de Huka Cortes XS:**

- ✓ Ergonomisch verstelbare stoel met zijsteun voor de rug
- ✓ Geveerd achterframe
- ✓ Bafang middenmotor voor efficiënte trapondersteuning
- ✓ Compact en stabiel, lage instap
- ✓ Hydraulische schijfremmen voor veilig remmen
- ✓ MIK-drager voor mand of krat
- ✓ Anti-lekbanden met breed loopvlak voor extra grip



## Thuja (Van Raam)

De Thuja biedt een stabiele en comfortabele rijervaring dankzij het innovatieve ontwerp met twee voorwielen en geavanceerde stuurrichting.



Of je nu door de stad rijdt, een rondje in het park maakt of boodschappen doet, de Thuja voelt vertrouwd en ondersteunt je bij elke rit.

Tussen de voorwielen bevindt zich een afsluitbare bagageruimte voor helm, boodschappen of andere spullen. Dankzij het framecoversysteem kan de accentkleur van de fiets eenvoudig aangepast worden aan jouw persoonlijke stijl.

Kies uit twee typen versnellingen: de **Smooth Enviolo** (traploze versnelling) voor langere tochten over glooiend terrein of de **Active Shimano** (5 versnellingen) voor korte stadsritjes.

[Meer info op de website.](#)

### **Belangrijkste voordelen van de Van Raam Thuja:**

- ✓ Innovatief ontwerp met twee voorwielen voor maximale stabiliteit
- ✓ Mooi design
- ✓ Afsluitbare bagageruimte tussen de voorwielen
- ✓ Keuze uit traploze versnellingen Smooth Enviolo of Active Shimano uitvoering
- ✓ Krachtige ondersteuning voor zorgeloos fietsen
- ✓ Trapondersteuning regelbaar met App



## Easy Rider (Van Raam)

**De Easy Rider zitdriewiel fiets combineert optimaal comfort met maximale stabiliteit. Dankzij de voorwaartse trapbeweging en vering in het frame fietst u soepel en ontspannen, met minder belasting van rug, nek, schouders en polsen.**



Vrijwel iedereen rijdt zonder gewenning direct weg op deze fiets!

De Easy Rider is te verkrijgen in framemaat M en L en biedt diverse opties, zoals: eenhandig te bedienen remmen, een rollatorhouder en voetfixatie. Met de optionele elektromotor heeft u ook ondersteuning tijdens het fietsen. Het is ook mogelijk om deze zitdriewiel fiets in een verlengde en/of versterkte uitvoering te kiezen.

[Meer info op de website.](#)

### **Belangrijkste voordelen van de Van Raam Easy Rider**

- ✓ Comfortabele instelbare zitting met rugsteun
- ✓ Geschikt voor langere gebruikers
- ✓ Zeer goede rijeigenschappen door lager zwaartepunt
- ✓ Perfect rijcomfort
- ✓ Erg stabiel voor veilig gevoel
- ✓ Fietst makkelijker dan traditionele driewielers
- ✓ Favoriet bij veel gebruikers



## Diamond (Nijland)

**De Diamond is een robuuste driewiel fiets voor volwassenen die extra stabiliteit nodig hebben. Het compacte ontwerp maakt de fiets wendbaar, makkelijk te keren en eenvoudig te stallen.**



Het solide frame biedt een sterke basis voor intensief gebruik en maatwerk aanpassingen.

Dankzij het differentieel worden beide achterwielen aangedreven, wat zorgt voor goede bochteigenschappen en koersvastheid. De gesloten kettingkast, parkeerrem en stuuruitslag-begrenzer verhogen het gemak en de veiligheid.

De Diamond E heeft een betrouwbare voorwielmotor met afneembare accu in de bagagemand en biedt trapondersteuning in 3, 5 of 9 standen. Ideaal voor langere afstanden of heuvelachtig terrein. [Meer info op de website.](#)

**Belangrijkste voordelen:**

- ✓ Compact, robuust en wendbaar ontwerp
- ✓ Goede stabiliteit dankzij aangedreven achterwielen met differentieel
- ✓ Rechttop klassieke fietshouding
- ✓ Veilig door parkeerrem en stuuruitslag-begrenzer
- ✓ Optioneel met voorwielmotor en afneembare accu
- ✓ Op maat aan te passen en te personaliseren



## Easy Go (Van Raam)

**De Easy Go is een unieke combinatie van (elektrische) driewieler en scootmobiel. Je kunt volledig zelfstandig fietsen, fietsen met elektrische ondersteuning of volledig rijden op de motor met de duimbediende gashendel.**



Met verschillende ondersteuningsniveaus en snelheden past de Easy Go zich aan jouw behoeften aan.

De comfortabele, rechte zithouding, lage instap en wendbare compacte uitvoering maken elke rit plezierig en veilig. Dankzij de Silent HT motor rijdt de Easy Go zowel voor- als achteruit, ideaal voor boodschappen of korte ritten. Als smart e-bike kan je via de Van Raam app het ondersteuningsprogramma instellen.

[Meer info op de website.](#)

### **Belangrijkste voordelen van de Van Raam Easy Go:**

- ✓ Driewieler, elektrische fiets en scootmobiel in één
- ✓ Te bedienen via de pedalen, elektrische ondersteuning of gashendel
- ✓ Comfortabele rechte zit
- ✓ Lage instap
- ✓ Compact, wendbaar en stabiel
- ✓ Voor- en achteruit rijden met de Silent HT motor
- ✓ Smart e-bike via Van Raam app



## Fietsen vergelijken

In deze tabel vindt u een overzichtelijke onderlinge vergelijking van de verschillende fietsen op basis van instaphoogte, motorpositie, afmetingen en binnenbeenlengte. Uw binnenbeenlengte (BBL) kunt u opmeten door de afstand te meten tussen onderkant schoen tot uw lies.

<b>Fiets:</b>	<b>Instap:</b>	<b>Motor:</b>	<b>Grootte (cm):</b>	<b>BBL (cm):</b>
EasyRider Compact	32 cm	achter	173×73	63–81
Singly Air	20 cm	voor	185×75	57–81
Cortes XS	27 cm	midden	173×78,5	63–89
Thuja	35 cm	midden	191×85	79–98
Diamond	34 cm	voor	172×75	70–94
Easy Go	29 cm	achter	166×72	78–90
Easy Rider	35 cm	voor	202–242 ×77,5 cm	M:65-88 L:85-108

## Gratis proefrit

Bent u benieuwd naar onze driewiel fietsen en wilt u zelf ervaren welke fiets het beste bij u past? Dan nodigen wij u van harte uit voor gratis en geheel vrijblijvend advies en een proefrit op één of meerdere van onze driewiel fietsen.

Proefritten zijn mogelijk in onze showroom in Nijmegen, of bij u thuis als dat uw voorkeur heeft.

Maak eenvoudig een afspraak via het [contactformulier](#) op onze website of [per mail](#) of [telefoon](#) (024-3659550).



## Tot slot

We hopen dat deze driewiel fietsgids u een goed beeld heeft gegeven van de mogelijkheden die driewiel fietsen te bieden hebben. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze gids? Of heeft u zelf aanvullende tips of ervaringen die u wilt delen? Neem dan gerust contact met ons op.

Dat kan via onze [Facebook pagina](#), [website](#) of per [e-mail](#). We horen graag van u!

Met sportieve groet,  
**Team Pom Revalidatietechniek**



## Contactgegevens

### **Pom Revalidatietechniek BV**

Sint Maartenskliniek - Route 16

Hengstdal 3

6574 NA Ubbergen (bij Nijmegen)

024-3659550

[info@pomrevalidatietechniek.nl](mailto:info@pomrevalidatietechniek.nl)

[www.pomrevalidatietechniek.nl](http://www.pomrevalidatietechniek.nl)

**Openingstijden: ma.-vr. 8-17 u**

